



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS





## QUIÉNES SOMOS

Uhl Medical se funda con el propósito de ofrecer un servicio de excelencia, con personal capacitado y equipos líderes en el mercado. Asistimos y proveemos a toda la República Mexicana. Buscando siempre los más altos estándares en eficacia con una permanente capacitación de nuestro personal.

Los avances tecnológicos en materia de salud están en constante evolución, nosotros vamos siempre a la par con ellos. Todo nuestro personal está altamente capacitado. Nuestro suministro de implantes está elaborado con la más avanzada tecnología.

### Historia

Uhl Medical nace en 2018 y desde entonces se ha buscado ser un referente a nivel nacional. Desde su nacimiento, la empresa ha buscado un constante crecimiento que ha resultado en abarcar servicios cada vez más especializados para colocarnos siempre a la vanguardia en los equipos que manejamos y en la capacitación de nuestro personal. Siempre manteniendo la meta de seguir evolucionando y creciendo para ofrecer servicios de excelencia.

### Filosofía

El ramo de los servicios médicos exigen los más altos estándares de calidad. Estos se alcanzan mediante un trabajo constante y

capacitación continua. Buscar la excelencia en el servicio nos motiva a seguir evolucionando.

### Misión

Brindar un servicio integral enfocado en la calidad e innovación de productos para la salud de nuestros clientes. Promover la educación médica continua para estar siempre a la vanguardia de la tecnología médica. De igual manera, mediante nuestros proveedores, impartir cursos con las más novedosas técnicas quirúrgicas.

### Visión

Consolidarnos como una empresa líder en nuestro ramo, brindando asistencia técnica especializada y confiable. Promoviendo productos de la más alta calidad para ser un referente a nivel nacional.

### Valores

Excelencia, responsabilidad, resolución, lealtad y respeto.

Buscamos siempre ofrecer las mejores marcas en Equipos y Productos para asegurar un servicio especializado confiable y de excelencia. En Uhl Medical tenemos el servicio y el equipo que usted requiere, ponemos toda nuestra experiencia a su disposición.



# SOLUCIONES PARA COLUMNA





## VENUS FIXATION

Sistema de fijación toraco-lumbar mediante tornillos pediculares, barras y travesaño de TITANIO, los tornillos son poliaxiales y monoaxiales.



## VENUS ESCOLIOSIS

Sistema de fijación toraco-lumbar mediante tornillos pediculares, barras y travesaño de TITANIO, así como también barras de cromo cobalto, los tornillos son poliaxiales y monoaxiales para corrección de escoliosis.



## VENUS CEMENTACIÓN

Sistema de fijación toraco-lumbar mediante tornillos pediculares, barras y travesaño de TITANIO canulados y fenestrados, los tornillos son poliaxiales.



## VENUS REDUCTION

Sistema de fijación toraco-lumbar mediante tornillos pediculares, barras y travesaño de TITANIO, los tornillos son poliaxiales y monoaxiales con doble cabeza para reducción de listesis.




## VENUS MINI

Sistema de fijación toraco-lumbar mediante tornillos pediculares percutáneos y canulados, barras y travesaño de TITANIO, los tornillos son poliaxiales, el sistema está diseñado para hacer una cirugía mínimamente invasiva.



## VENUS NANO

Sistema de fijación toraco-lumbar pediátrico mediante tornillos pediculares, barras y travesaño de TITANIO, los tornillos son poliaxiales.



## VENUS GANCHOS

Sistema de ganchos pediculares y sublaminares para columna toraco-lumbar.





## ADONIS TLIF

Espaciador intersomático lumbar tipo banana en PEEK y TITANIO.



## ADONIS LLIF

Espaciador intersomático lumbar lateral de TITANIO.



## ADONIS ALIF

Espaciador intersomático lumbar anterior en TITANIO, PEEK y PEEK titanio.



## ADONIS UNILIF

Espaciador intersomático lumbar en PEEK y TITANIO.



## SAMSON

Reemplazo de cuerpo vertebral toraco-lumbar con plataformas en diferentes angulaciones de TITANIO.



## HERO

Placa cervical en diferentes medidas y tornillos para su fijación en TITANIO.



## TRISTAN S

Caja intersomática cervical en PEEK con picos de TITANIO para su fijación.



## TRISTAN FLEX

Caja intersomática cervical en PEEK con picos de TITANIO para su fijación.





## B | BRAUN SHARING EXPERTISE

### S4 SPINAL SYSTEM

Sistema de fijación toraco-lumbar con tornillos monoaxiales y poliaxiales de TITANIO, barras y travesaño.



### T-SPACE PEEK

Espaciador intersomático tipo banana TLIF en PEEK.



### S4 ELEMENT MIS

Sistema de fijación toraco-lumbar con tornillos poliaxiales canulados percutáneos de TITANIO, el sistema está diseñado para un abordaje mínimamente invasivo.



### S4 CERVICAL SYSTEM

Sistema de fijación occipito cervical y torácico, tornillos poliaxiales pediculares, facetarios y travesaño de TITANIO.



### CASPAR

Placa cervical de TITANIO de bajo perfil diferentes medidas, con tornillos bicorticales de TITANIO.



### QUINTEX

Placa cervical de TITANIO diferentes medidas, con tornillos autopercutor de TITANIO.



### CeSPACE TITANIUM / PEEK

Caja cervical en diferentes medidas y grados en TITANIO poroso y PEEK.





# Joline<sup>®</sup>

## CIFOPLASTIA

Kit inteligente de cifoplastia bilateral con balón sencillo y doble de 16 mm y 22 mm, incluye cemento óseo.





# INSTRUMENTAL DE APOYO





## PHANTOM CS

Reactor cervical anterior con luz integrada.




## PHANTOM ML

Sistema tubular para mínima invasión con luz integrada.



## PHANTOM ML MIS INSTRUMENT SET

Set de instrumentos para mínima invasión.



## PHANTOM ML MIS LUMBAR SURGICAL ACCESS SYSTEM

Reactor lumbar para mínima invasión.





# SOLUCIONES PARA CRÁNEO Y CEREBRO





## B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

### LYOPLANT ONLAY

Parque sustituto de duramadre de pericardio bobino suturable.

### CRANIOFIX 2

Sistema de fijación craneal de TITANIO.

### CRANIOFIX ABSORBABLE

Sistema de fijación craneal absorbible.



### YASARGIL CLIPS

Clips para aneurisma YASARGIL.



### paediGAV

Válvula gravitacional para el tratamiento de la hidrocefalia pediátrica.



### GAV

Válvula gravitacional para el tratamiento de la hidrocefalia en adulto.



### proGAV

Válvula programable para el tratamiento de hidrocefalia.





## Medtronic

### STRATA II

Válvula de presión ajustable y programable.



### DRENAJE EXTERNO

Drenaje externo y monitorización con Smart Site, sitios de inyección sin aguja con catéter ventricular EDM 35 cm.



### DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL

Válvula de derivación ventrículo peritoneal adulto y pediátrico en presión alta, media y baja.



### MIDAS REX

Fresa y brocas para craneotomos Midas Rex.



### IPC 300

Consola de poder craneótomo IPC 300 y Midas Rex.



### MEDTRONIC SEALTHSTATION S7

Neuronavegador óptico y electromagnético con sistema AXIEM para cerebro y columna.



### NIM ECLIPSE E4

Neuromonitoreo intraoperatorio con potenciales evocados y somatosensoriales para cerebro y columna.





## BIOSORB SYSTEM

Sistema de fijación craneal bioabsorbible PLGA, que consta de microtornillos de 1.5 mm y 2.0 mm, mini placas y mallas.



## OPTIMUS NEURO

Sistema de mini placas, mallas y microtornillos de 1.5 mm en TITANIO para fijación craneal.





**INTEGRA**  
LIMIT UNCERTAINTY

## DURASEAL 5 ML Y 3 ML

Sellador dural específico para cráneo y columna.



## DURAGEN

Parque sustituto de duramadre de colágeno bovino en diferentes medidas.



## ORBIS SIGMA II

Válvula para hidrocefalia autorregulable que opera con un sistema de 3 etapas por medio de un mecanismo de resistencia variable que regula el flujo en una tasa cercana a la de la secreción del líquido cefalorraquídeo de ceca de 20ml/hr.



## INTEGRA MAYFIELD 360

Sistema de estabilización craneal con múltiples posiciones INTEGRA MAYFIELD 360.



## INTEGRA MAYFIELD XR2

Sistema de estabilización craneal en fibra de carbono radioluciente ideal para navegación.





**stryker**

**SONOPET**

Aspirador ultrasónico dual, corte y aspiración.





**Teléfono**

+52 443 688 8308

**Correo**

contacto@uhlmedical.com

**Matriz · Morelia, Mich.**

Av. Montaña Monarca Norte # 331 Int. 314-A  
Desarrollo Monarca · C.P. 58350  
Morelia, Michoacán, México

**Sucursales**

**Querétaro · Toluca · CDMX**

**[www.uhlmedical.com](http://www.uhlmedical.com)**

